



Body Map Pro デモ機使用方法

(メール版)


①本体基本名称



② コントローラー基本名称



③起動

- 本体右のボタンを2秒押すと起動します。画面に  ロゴがでますと起動されます。
- 消す際は長押しして電源が切れます。
- 一時停止(スリープ)は軽く押すとオンオフできます。




④ Wi-Fi接続(接続しないと使用不可)

- ① 下のメニューのクイック設定を押します
- ② Wi-Fiを押して接続しましょう。






※メニューが下に出てきてない方は
右コントローラーのオキュラス
ボタンを押してください。



⑤ Body Map (Pro Edition) の起動方法

- ① VRゴーグルとパソコンをケーブルでつなぎます。
データアクセス許可が出たら許可するを押します。
- ② Oculus Linkをオンにするを押します。


※もし出なかったらクイック設定からOculus Linkをクリック



⑥Body Map_(Pro Edition) の起動方法

① 画面が右のように白いところに
来たら、ヘッドセットを外し、
パソコンで作業します。



② パソコンでBody Map Pro  を
起動します

③ モデルの性別と言語を選択し
スタートします。

